

NextLAB®



NextLAB Sistema de Business Intelligence

Reportes gerenciales en línea. Evolución y comparación de los indicadores de gestión del laboratorio.



by iQuest

NextLAB Indicadores

Herramienta que permite evaluar y comparar la actividad realizada en el laboratorio a través de gráficos configurables por el usuario.

Características del producto

NextLAB BIS brinda un balance de la gestión actual del laboratorio permitiendo evaluar tiempos de procesos y atención, favoreciendo a la optimización de los mismos.

- Obtención de datos por período deseado (día / semana / mes / trimestre / semestre / año) y comparación con el período anterior.
- Cambio en la forma de visualizar la clasificación para un análisis detallado del indicador.
- Visualización en formato cubo para realizar un análisis exhaustivo de los datos, pudiendo realizar filtros sobre cada clasificación.
- Exportación de datos del cubo en formato Excel.
- Comparación de gráficos y cubos actuales con su período anterior.

Indicadores

Los indicadores de laboratorio permitirán al usuario ver en tiempo real el estado de los mismos. Estos tienen la característica de ser configurables a preferencia del usuario, permitiendo elegir cuál o cuales quiere visualizar según su sector de pertenencia dentro del laboratorio.

- Forma de representación (porcentaje, contador, semáforo, etc).
- Configuración de hora de procesamiento (frecuencia, inicio y fin).
- Filtros por sector, sucursal, origen, etc.
- Visualización: cambios de color según valores definidos.
- Notificación: al llegar a un valor establecido se envía una notificación a los usuarios mediante correo interno o popup.